

## EP-LU31005 sistema wireless EUROergo CS-283



*NB il prodotto è soggetto a variazioni senza preavviso.*

### Descrizione

**EUROergo CS-283** è la nuova soluzione per la prova da sforzo, con ergometro o treadmill.

**EUROergo CS-283** abbina al software l'acquisitore wireless, dotato di display touch. Il software offre tutte le funzioni necessarie alla corretta e sicura conduzione di prove da sforzo, sia in ambito cardiologico che sportivo. La comunicazione Bluetooth garantisce la massima velocità di trasferimento dei dati acquisiti in tempo reale. La batteria interna viene ricaricata tramite la porta USB.

Il sistema si interfaccia perfettamente agli ergometri della serie EURO: EURObike 3200 e 3500, lettoergometro EUROcardio 3500 ecc.

Le misure di pressione arteriosa vengono inserite manualmente, oppure vengono rilevate direttamente da misuratore automatico esterno.

**EUROergo CS-283** è la scelta migliore per la prova da sforzo, in ambito cardiologico, della Medicina dello Sport e in ogni altro ambito inerente.

*Tutti i marchi registrati sono proprietà dei rispettivi titolari.*

<b>Caratteristiche tecniche</b>	
<b>Produttore e Modello</b>	Beneware CS-283
<b>Frequenza di campionamento</b>	4.096 camp./s/canale
<b>Risoluzione</b>	16 bit
<b>Acquisizione</b>	Acquisizione sincrona delle 12 derivazioni standard
<b>Pacemaker</b>	Rilevazione degli impulsi da pacemaker
<b>Range dinamico</b>	10 mV
<b>Risposta in frequenza</b>	-3.0~+1.2dB@1~75Hz
<b>CMMR</b>	> 89 dB
<b>Interfaccia computer</b>	USB
<b>Lingue disponibili</b>	Italiano, inglese.
<b>Grado di protezione</b>	IPX0
<b>Dimensioni e peso</b>	126.5x 75.8 x 24 mm, 168 g
<b>Condizioni ambientali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Temperatura 5°-40°C (magazzino -40°C ~ +55°C)</li> <li>✓ Umidità &lt; 80% senza condensa (magazzino &lt;= 93%)</li> <li>✓ Pressione -150 ~ 4500 m slm</li> </ul>
<b>Sicurezza</b>	Classe II
<b>Alimentazione</b>	Batteria Li interna Ricarica da porta USB
<b>Protezione</b>	Tipo CF
<b>Interfaccia</b>	Bluetooth
<b>Dotazione standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acquisitore wireless CS-283</li> <li>✓ Cavo paziente ERGO corto</li> <li>✓ Cavo paziente ERGO standard</li> <li>✓ Custodia riutilizzabile, con cinta e tracolla</li> <li>✓ Cavo USB</li> <li>✓ Installer per software in italiano</li> <li>✓ Manuale d'uso</li> </ul>
	