

EUROHOLTER EVENT

Wearable Event Recorder

Event recorder indossabile



LUMED[®]
www.lumed.com



EUROholter Event Recorder combines with EUROholter SW3/12 windows software and the dedicated Android app

EUROholter Event Recorder in abbinamento al software EUROholter SW3/12 e alla sua app Android.

EUROholter CP-025 is the new Event Recorder. It is wearable and records 1 or 3 ECG channels, in a double modality. EUROholter CP-025 can detect the Pace-maker activity.

EUROholter CP-025 is waterproof and is protected by a special silicone shell. The internal battery is quickly recharged via USB port.

EUROholter CP-025 matches with EUROholter SW3/12 software, and a brand new Android app is available too.

EUROholter CP-025 is the best choice for monitoring sporadic episodes. Events with frequency below 7 days, such as Syncope or Atrial Fibrillation, etc..

EUROholter CP-025 is a CE marked Medical Device.

EUROholter CP-025 è il nuovo event recorder di lunga durata.

È *wearable* e registra 1 o 3 canali ECG, in una doppia modalità.

EUROholter CP-025 è in grado di rilevare l'attività del pacemaker.

EUROholter CP-025 è impermeabile e viene protetto da un apposito guscio in silicone. La batteria interna viene ricaricata rapidamente, tramite porta USB.

EUROholter CP-025 si abbina al software EUROholter SW3/12 oppure alla sua app Android.

EUROholter CP-025 è la scelta migliore per il monitoraggio di episodi sporadici, eventi con frequenza superiore a 7 gg, come sincope o fibrillazione atriale ecc.

EUROholter CP-025 è un dispositivo medico CE



Via Serio 10 20073 Opera ITALIA
tel +39 02 57606751
info@lumed.com

Via Senio 36/40 47121 Forlì ITALIA
tel +39 0543 702380
ordini@lumed.com