


EUROHOLTER ABPM

*OSCILLOMETRIC SYSTEM
CLINICALLY VALIDATED*

SISTEMA OSCILLOMETRICO
VALIDATO CLINICAMENTE



LUMED®
www.lumed.com



*Validated according to the revised 2010 ESH-IP
European Society of Hypertension International
Protocol.*

*Blood Press Monit 23:210–213 Copyright © 2018
Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.*

*Validato secondo ESH-IP rev. 2010, Protocollo
Internazionale della Società Europea di Iperten-
sione.*

*Blood Press Monit 23:210–213 Copyright © 2018
Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.*

EUROHOLTER ABPM is the brand-new solu-
tion in ABPM monitoring.

EUROHOLTER ABPM stores up to 200
measurements, recorded according to one
of the predefined protocols. Users can crea-
te custom protocols as well.

For each single measure, the data may also
include the sphygmoc wave.

EUROHOLTER ABPM also has a special func-
tion so it can function as table-top NIBP me-
ter, for your outpatient needs, and so on.
The recorder comes with a practical, reu-
sable quick-extraction pouch with shoulder
strap.

- * Graphic OLED display
- * Powered by just two AA batteries, alka-
line or rechargeable
- * Arm cuff available in three sizes: Stand-
ard, Small/Pediatric, and XL
- * Event marker
- * Manual measurements
- * Anti-artefact filter

EUROHOLTER ABPM è la nuova soluzione per il
monitoraggio ABPM.

EUROHOLTER ABPM memorizza fino a 200
misurazioni, registrate secondo uno dei proto-
colli predefiniti. Gli utenti possono anche
creare protocolli personalizzati.

I dati registrati possono includere anche l'onda
sfigmica, per ogni singola misurazione.

EUROHOLTER ABPM dispone anche di una
funzione speciale, che gli consente di
funzionare come misuratore da tavolo.
Il registratore è dotato di una pratica custodia
riutilizzabile, con cinghia e tracolla.

- * Display grafico OLED
- * Alimentato da 2 pile AA alcaline o batterie
ricaricabili
- * Bracciali disponibili in tre taglie: Standard,
Small/pediatrico e XL
- * Event marker
- * Misure manuali
- * Filtro anti artefatti



Via Serio 10 20073 Opera MI ITALIA
tel +39 02 57606751
info@lumed.com

via Senio 36/40 47121 Forlì ITALIA
tel +39 0543 702380
ordini@lumed.com