

## TSTR0nn/1nn Pinzette Stringinaso Monouso "EUROSPIRO"



N.B. il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza danno e preavviso.

### Descrizione

Le pinzette stringinaso sono raccomandate per i test spirometrici per ridurre il rischio di introdurre un errore tecnico. Le nostre pinzette stringinaso con imbottitura in gomma e schiuma aiutano a evitare che i pazienti ispirino o espirino attraverso il naso durante la spirometria.

A differenza dell'occlusione manuale, l'uso di una pinzetta stringinaso può migliorare il comfort del paziente e consentirgli di concentrarsi su FVC, MVV, VC, IC e altre manovre spirometriche.

Le pinzette stringinaso sono realizzate in termoplastica bianca, priva di lattice e con marchio CE. La tensione del corpo della clip nasale la mantiene saldamente in posizione, mentre i cuscinetti in gomma e schiuma sono progettati per il massimo comfort del paziente. Le pinzette stringinaso sono monouso e destinate all'uso da parte di un solo paziente.

#### Pinzetta stringinaso blu grande

Le pinzette stringinaso blu sono più grandi e più larghe delle clip da naso bianche e sono disponibili con cuscinetti di gomma o di schiuma e in quantità di 100 o 10 per confezione.

#### Pinzetta stringinaso bianca

Le pinzette stringinaso bianche sono più strette e più piccole delle clip nasali blu e sono disponibili con cuscinetti in schiuma o in gomma in quantità di 100 o 10 per confezione.

### Dati tecnici

Codice LUMED	Materiale imbottiture	Materiale pinzette	Colore	Dimensioni	Confezione di vendita
TSTR001/10	Polivinile	Poliacetato	Bianche	70 x 40 mm	10 pz. in confezione di cartone
TSTR001/100	Polivinile	Poliacetato	Bianche	70 x 40 mm	100 pz. in confezione di cartone
TSTR006/10	Etilene Vinil Acetato	Poliacetato	Bianche	70 x 40 mm	10 pz. in confezione di cartone
TSTR006/100	Etilene Vinil Acetato	Poliacetato	Bianche	70 x 40 mm	100 pz. in confezione di cartone
TSTR070/10	Polivinile	Poliacetato	Blu	70 x 45 mm	10 pz. in confezione di cartone
TSTR070/100	Polivinile	Poliacetato	Blu	70 x 45 mm	100 pz. in confezione di cartone
TSTR090/10	Etilene Vinil Acetato	Poliacetato	Blu	70 x 45 mm	10 pz. in confezione di cartone
TSTR090/100	Etilene Vinil Acetato	Poliacetato	Blu	70 x 45 mm	100 pz. in confezione di cartone