

ET11nn/ES Elettrodi Monouso per ECG "EUROCATCH"



N.B. il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

Gli elettrodi monouso LUMED "EUROCATCH" sono pre-gelificati (monouso) e hanno un sensore in argento/cloruro d'argento. Tutte le schiume e i tipi di adesivo utilizzati sono dotati di un adesivo ipoallergenico di grado medicale che non irrita la pelle. Sul retro è presente una linguetta che facilita la rimozione dell'elettrodo dalla cover.

Codice LUMED	Gel	Applicazione	Dimensioni	Confezionamento
ET1119/ES	Liquido	Stress test, monitoraggio	48 mm	50 pz/1500 pz/84000 pz
ET1132/ES	Liquido	Pediatrico, monitoraggio	32 x 36 mm	50 pz/2000 pz/112000 pz
ET1166/ES	Solido	Holter, stress test, monitoraggio	36 x 48 mm	50 pz/2000 pz/112000 pz
ET1154/ES	Liquido	Holter, stress test	54 mm	50 pz/1500 pz/84000 pz

Caratteristiche

Direttiva tossicologica EN ISO 10993	Si
Senza lattice	Si
Linguetta	Un foglio di carta che facilita la rimozione dell'elettrodo dal coperchio
Sensore	Acciaio INOX
Copertura	Fodera di rilascio in PET siliconata su un lato
Supporto	Schiuma PE 1 mm
Immagazzinamento	Temperatura: 0°C ÷ 40°C
Scadenza	24 mesi