

## BMSY013-14 Rotoli di Pellicola Termica per Video Stampanti "EUROFILM"



N.B. il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

### Descrizione

LUMED "EUROFILM" propone due modelli di pellicola termica ad alta definizione per video stampanti (SONY UPP-110HD, SONY UPP-110HG and MITSUBISHI K65 HM-CE). Le pellicole "EUROFILM" vengono utilizzate per stampare immagini ecografiche ad alta risoluzione. Grazie all'ottimale scala di grigi, le pellicole termiche LUMED risolvono uno dei maggiori difetti dei prodotti compatibili presenti sul mercato perché possono fornire tutte le informazioni cliniche equivalenti a quelle fornite dalle pellicole originali.

I rotoli sono confezionati singolarmente con un film in alluminio.

### Caratteristiche

| Codice LUMED           | BMSY013                                                                                                          | BMSY014               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Descrizione            | Rotoli di Pellicola Termica per Video Stampanti                                                                  |                       |
| Compatibilita'         | UPP-110HD e K65 HM-CE                                                                                            | UPP-110HG e K65 HM-CE |
| Dimensioni             | 110 x 20m                                                                                                        | 110 x 18m             |
| Materiale confezione   | Film in alluminio                                                                                                |                       |
| Confezione di vendita' | 25 rotoli per scatola                                                                                            |                       |
| Conservazione          | Temperatura: < 40°C – Umidità Relativa: < 65%<br>Non esporre la pellicola a gas reattivi, sole, sorgenti UV ecc. |                       |