

EP-LU6001 Carrello Medico per Sistemi "EUROCARD"



N.B. il prodotto potrebbe differire da quanto illustrato. Il produttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza darne preavviso.

Descrizione

LUMED "EUROCARD" 6001 è un carrello per sistemi medici basati su computer, destinato ad ambulatori medici e strutture clinico-ospedaliere. I carrelli sono realizzati in lamiera d'acciaio, garanzia robustezza e solidità. Le 4 ruote sono pivotanti, 2 sono dotate di freno. Oltre alle aperture frontali vi è uno sportello posteriore, incernierato sul lato destro o sinistro, a seconda delle necessità. È dotato di 4 piani di appoggio. Lo sportello posteriore fornisce l'accesso a tutti gli spazi interni, compreso il vano inferiore, altrimenti non accessibile dall'esterno. Le superfici di EUROCARD 6001 sono verniciate a polvere, per la miglior resistenza all'usura e agli agenti detergenti e disinfettanti.


EUROCARD 6001 è indicato per tutti i sistemi medici basati su computer, quali prove da sforzo, ergospirometri / CPET ecc. La configurazione predefinita prevede diversi accessori, atti a rendere EUROCARD 6001 ancora più in sintonia con le esigenze degli operatori:

- ✓ Braccio reggi monitor con supporto VESA snodato, 1 o 2 bracci a seconda dell'applicazione
- ✓ Piano inclinato per tastiera
- ✓ Kit di ruote antistatiche
- ✓ Cesto in filo d'acciaio rivestito
- ✓ Sostegno per siringa di calibrazione per ergospirometri / CPET e spirometri
- ✓ Braccio articolato porta cavo paziente
- ✓ Portasonde per ecografia ecc.

Caratteristiche

Produttore	LUMED srl Via Serio, 10 - 20073, Opera (MI) - Italia Via Senio, 36/40 - 47121, Forlì (FC) - Italia
Ruote	2 ruote con freno 2 ruote senza freno
Ripiani	Ripiano superiore Ripiano intermedio Ripiano inferiore
Colore	Grigio chiaro RAL 7035 e Azzurro intenso RAL 5012
Dimensioni	Corpo 37,5 x 65 cm (prof. x largh.) Base 62 x 72 cm (prof. x largh.) Altezza totale dal suolo 105 cm circa Altezza totale dal suolo, compreso il braccio porta monitor 160 cm circa
Peso	30 kg
Portata	35 Kg (piano singolo); 70 Kg (massima complessiva)
Accessori	EP-LU6006 - Piano porta tastiera EP-LU6005 - Braccio reggi cavo (con vano a scomparsa per i cavi) EP-LU4017 - Portasonde a rastrello EP-LU6007 - Sostegno per siringa di calibrazione 3 litri Sostegno per monitor con supporto VESA (con vano a scomparsa per i cavi) EUROCARD 6001 può montare fino a 3 sostegni per monitor EP-LU4019 - Cesto in filo d'acciaio smaltato Trasformatore d'isolamento

Misure



Lo sportello posteriore fornisce l'accesso a tutti gli spazi interni, compreso il vano inferiore altrimenti non accessibile dall'esterno.